

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Россия +7(495)268-04-70

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Казахстан +7(7172)727-132

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Киргизия +996(312)96-26-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Челябовец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

gtj@nt-rt.ru || <https://gerhardt.nt-rt.ru/>

## Расходные материалы и аксессуары

Для получения наилучших результатов используйте только оригинальные запасные части от C. Gerhardt. Они тщательно тестируются и проверяются в лаборатории C.Gerhardt.

Стекланные экстракционные стаканы производятся стеклодувом высокой квалификации, с которым Gerhardt сотрудничает долгие годы. Использование оригинальных экстракционных стаканов C.Gerhardt гарантирует автоматическую экстракцию без потери растворителя.

## Soxtherm

Кат. номер Тип Описание

13-0004 SOX 402 2-х местная установка Soxtherm, версия micro в комплекте  
13-0005 SOX 412 2-х местная установка Soxtherm, версия macro в комплекте  
13-0006 SOX 404 4-х местная установка Soxtherm, версия micro в комплекте  
13-0007 SOX 414 4-х местная установка Soxtherm, версия macro в комплекте  
13-0008 SOX 406 6-ти местная установка Soxtherm, версия micro в комплекте  
13-0009 SOX 416 6-ти местная установка Soxtherm, версия macro в комплекте

## Multistat

Кат. номер Тип Описание  
13-0011 MS Программный контрольный блок для контроля от 1 до 4 установок Soxtherm.

## Soxtherm Manager

Кат. номер Тип Описание  
13-0012 SXPC ПО для контроля 1 – 4 установок Soxtherm. Soxtherm Manager на CD на русском, немецком и английском языке, руководство пользователя и адаптер GerBus.

## Компрессор

Кат. номер Тип Описание  
13-0010 КОМ Компрессор для подачи сжатого воздуха к установкам Soxtherm.



### Экстракционный стакан

Кат. номер Тип Описание  
13-0050 SEBMA Стакан Ø 54 x 130 мм (Версия Макро, стандартная модель, для применения в установках Soxtherm 412, 414, и 416)  
13-0051 SEBMI Стакан Ø 46 x 130 мм (Версия Микро, модель меньшего диаметра для работы в установках Soxtherm 402, 404, и 406)



### Экстракционные гильзы

Кат. номер Тип Описание  
13-0054 SE33A Экстракционные гильзы Ø 33 x 80 мм, 25 шт в коробке  
13-0057 SE33B Экстракционные гильзы Ø 33 x 94 мм, 25 шт в коробке  
13-0095 SE34GE Экстракционные гильзы Ø 33 x 94 мм, с прорезями, кислото и



термоустойчивые, из стекла  
13-0096 SE40GE Экстракционные вставки Ø 40 x 94 мм, с прорезями, кислото и термоустойчивые, из стекла

### Держатель для экстракционных вставок

Кат. номер Тип Описание  
13-0061 SHK1 Для гильз Ø 25 мм, для стаканов номер 13-0050, 13-0051  
13-0062 SHK2 Для гильз Ø 33 мм, для стаканов номер 13-0050, 13-0051  
13-0063 SHK3 Для гильз Ø 40 мм, для стаканов номер 13-0050



### Центры кипения

Кат. номер Тип Описание  
1000744 ST250 Камни для кипения, коробка 250 г  
13-0047 ST50 Камни для кипения, бутылка 50 г



### Штатив для экстракционного стакана

Кат. номер Тип Описание  
13-0073 SEGMa штатив для 6 экстракционных стаканов

### Кольцо уплотнительное

Кат. номер Тип Описание  
1000578 O-VIT кольцо, VITON® эластомер фторкаучука, Ø 55 x 4 мм  
1000594 O-EPD кольцо, EPDM этилен-пропилен-диен-каучук, Ø 55 x 4 мм  
1000595 O-PAR кольцо, Parofluor® фторуглеродный эластомер, Ø 55 x 4 мм

